

BTF-Serie:

Die brandneue BTF-Serie bietet eine hervorragende ökonomische Alternative im Bereich der Präzisionswaagen mit einer Genauigkeit von 0,001g bis 0,01g.

Funktionen im Überblick:

- internes Kalibergewicht (BTF-1003i, BTF6202i, BTF-3102i)
- großes, hinterleuchtetes Display
- serienmäßigem Glaswindschutz bei mg-Waagen
- bequeme und einfache Tastenbedienung
- diverse Anwendungsprogramme
- RS-232 Schnittstelle
- 3 Jahre Garantie



Technische Daten

Modell	Ablesbarkeit	Wägebereich	Waagschale	Kalibrierung	Meßzeit
BTF-1003	0,001g	1000g	110mm	extern	3 sec
BTF-1003i	0,001g	1000g	110mm	Intern	3 sec
BTF-6202	0,01g	6200g	160mm	extern	3 sec
BTF-6202i	0,01g	6200g	160mm	Intern	3 sec
BTF-3102	0,01g	3100g	160mm	extern	3 sec
BTF-3102i	0,01g	3100g	160mm	Intern	3 sec