

Kleinzentrifuge CD-0506

Die neue Zentrifuge CD-0506 wird mit einem Festwinkelrotor A6-15P für maximal 6 x 15 ml geliefert. Mittels Adapter, welche ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind, können eine Vielzahl an gängigen Röhrchen zur Blut- oder Urinseparation genutzt werden.



CD-0506

Alle Merkmale auf einen Blick

- Drehzahlbereich von 300-5000 rpm
- die Rotordrehzahl kann über rpm oder RCF (g) - Wert eingestellt und angezeigt werden
- Rotor und Adapter im Lieferumfang enthalten
- zwei Programme, einfaches Starten des Programmes durch einen Tastendruck
- das gewählte Programm wird gespeichert und beim erneuten Einschalten aktiviert
- zwei Verzögerungsgeschwindigkeiten zur Anpassung an unterschiedliche Anforderungen
- hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
- akustische Warnung
- automatische Deckelverriegelung
- wartungsfreier, bürstenloser Motor
- 2 Jahre Garantie



Adapter
CD05-A2 und CD05-A5

Technische Daten	CD-0506
Drehzahl	300-5000 rpm
Teilung	10 rpm
max. RCF	2.600 g
Zeit	0,5-99 Minuten, Dauerbetrieb
Geräuschpegel	< 54 dB (A)
Abmessungen (BxTxH)	24 x 30 x 18 cm
Gewicht	5,2 kg
max. Kapazität	6 x 15 ml
Rotor	54° Festwinkel
Sicherheit	Türverriegelung, Drehzahlkontrolle, interne Diagnose
Spannung / Frequenz	100 – 240 V / 50/60 Hz
Leistung	70 W
Lieferumfang	inklusive Rotor und Adapter
Preis	350,00 €



Stand Sommer 2021, Änderungen vorbehalten

