

Feuchtebestimmer BM-60

- Trockner der neuesten Generation
- 400 Watt Halogen Heizquelle
- Kompaktes Design, beleuchtete Anzeige
- Anwenderführung durch Piktogramme
- Windows direkt Funktion für einfachen Datentransfer
- RS-232 und USB Schnittstelle
- Interner Speicher für 100 Proben und 10 Methoden
- 4 verschiedene Trocknungsarten
- 3 Jahre Garantie



Max. Kapazität	60 g
Ablesbarkeit	0.001 g / 0,01%
Reproduzierbarkeit	0.002 g / 0,05%
Waagschalengröße	95 mm
Wägeeinheiten	Gramm, %Feuchte, % Feststoffe
Stabilisierungszeit (typisch)	2-3 sec
Interner Speicher	10 Programme, 100 Testergebnisse,
Kalibrierung	automatisch extern
Heizquelle	400 W Halogenstrahler, 50° - 160°C
Trocknungsprogramme	Standardtrocknung, Stufentrocknung, sanfte und schnelle Trocknung
Anzeige	großes, hinterleuchtetes LCD-Display