

## Labor-Hebebühnen LJ-Serie

Die neuen Labor-Hebebühnen von Phoenix Instrument wurden für den täglichen Einsatz im Labor konzipiert. Durch die präzise Einstellung lassen sich Glas- und Laborgeräte exakt in der Höhe regulieren und in den Versuchsaufbau integrieren. Das eloxierte Aluminium bietet eine hohe Korrosionsfestigkeit.

### LJ-Serie

- einfache und präzise Einstellung über das handliche Stellrad
- hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit
- stabiler Stand
- hohe Belastbarkeit
- vollständig bei 121°C autoklavierbar
- 2 Jahre Garantie



LJ-01



LJ-02



LJ-03



Eloxiertes Aluminium



Stellrad

Modell	LJ-01	LJ-02	LJ-03
Maße (L x B mm)	80 x 76	140 x 120	150 x 121
Hubbereich (mm)	48 x 148	58 x 242	78 x 278
Statische Last (kg)	3,6	10	20
Dynamische Last (kg)	2	5,2	8
Preis (€)*	99,00	119,00	169,00
Einführungspreis (€)* Bis 30.06.2022	89,00	104,00	139,00

\* Preise zzgl. Umsatzsteuer

Stand Frühling 2022, Änderungen vorbehalten

