

Kleinzentrifuge CD-0424

Die neue Zentrifuge CD-0424 wird mit einem Ausschwingrotor für maximal 4 x 50 ml geliefert. Mittels Adapter, welche ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind, können eine Vielzahl an gängigen Röhren zur Blut- oder Urinseparation genutzt werden.



- Drehzahlbereich von 500 - 4.000 rpm
- die Rotordrehzahl kann über rpm oder RCF (g) - Wert eingestellt und angezeigt werden
- Rotor und Adapter im Lieferumfang enthalten
- drei Programme, einfaches Starten des Programmes durch einen Tastendruck
- das gewählte Programm wird gespeichert und beim erneuten Einschalten aktiviert
- drei Beschleunigungs- und vier Verzögerungsgeschwindigkeiten zur Anpassung an unterschiedliche Anforderungen
- hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
- akustische Warnung
- automatische Deckelverriegelung
- wartungsfreier, bürstenloser Motor

2 Jahre Garantie



Technische Daten	CD-0424
Drehzahl	500 - 4.000 rpm
Teilung	100 rpm
max. RCF	2.500 g
Zeit	1-99 Minuten, Dauerbetrieb
Geräuschpegel	< 62 dB (A)
Abmessungen (BxTxH)	37 x 44 x 27 cm
Gewicht	14,5 kg
max. Kapazität	4 x 50 ml
Rotor	Festwinkel oder Ausschwingrotor
Sicherheit	Türverriegelung, Drehzahlkontrolle, interne Diagnose
Spannung / Frequenz	100 - 240 V / 50/60 Hz
Leistung	70 W
Lieferumfang	inklusive 4 x 50 ml Ausschwingrotor und Adapter
Preis	1.090,00 €

Zubehör

- CD-S6-15 Ausschwingrotor für CD-0424, 6 x 15 ml, max. 4000 rpm
- CD-S4-50 Ausschwingrotor für CD-0424, 4 x 50 ml, max. 4000 rpm
- CD-24-15P Festwinkelrotor für CD-0424, 24 x 15 ml, max. 4000 rpm
- CD-A8-15P Festwinkelrotor für CD-0424, 8 x 15 ml, max. 4000 rpm
- CD-15-P30 Adapter 50 ml auf 15 ml, für Tubes 17 x 120 mm und 13/16 x 100 mm Tubes, 4 Stück
- CD-15-P22 Adapter 15 ml auf 13/16 x 100 mm, 24 Stück
- CD-A5-P17 Adapter 15 ml auf 5 ml, 13 x 75 mm, 24 Stück
- CD-A2-P17 Adapter auf 2 ml, 24 Stück

Stand Sommer 2022, Änderungen vorbehalten

